

医療関係者各位

インフルエンザウイルスを検出する 体外診断用医薬品の電子添文改訂について

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜わり厚く御礼申し上げます。

この度、厚生労働省からの通知（医薬安発 1204 第 1 号）に基づき、電子添文の【測定結果の判定法】
●判定上の注意に下記の文章を追加しております。

「経鼻弱毒生インフルエンザワクチン接種後一定期間は、ワクチン由来のインフルエンザウイルスで本品が陽性反応を示す可能性があります。」

該当の製品は下記の一覧でご確認ください。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

該当製品名一覧

- ・クイック チェイサー Flu A,B
- ・クイック チェイサー SARS-CoV-2/Flu
- ・クイック チェイサー SARS-CoV-2/Flu A,B
- ・クイック チェイサー Auto Flu A,B
- ・クイック チェイサー Auto Flu A,B テストカートリッジ
- ・クイック チェイサー Auto SARS-CoV-2/Flu
- ・スマートジーン Flu A,B テストカートリッジ
- ・スマートジーン Flu A,B 検体採取セット

以上

ご不明な点は弊社営業担当又は以下にお問合せ下さい。

営業企画部 TEL 0942(84)5494 FAX 0942(84)5490
東京営業所 TEL 03(3861)7447 FAX 03(3861)7448
大阪営業所 TEL 06(6458)5711 FAX 06(6458)5648

平日（土日祝日を除く）9:00~12:00 13:00~17:00

製造販売元 株式会社ミズホメディー

本社：〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4 TEL：0942(85)0303