

# 電子添文改訂のお知らせ

2025年2月 株式会社ミズホメディー

この度、弊社製品の電子添文を改訂致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。  
今後のご使用につきましては、改訂後の電子化された電子添文をご参照くださいますよう  
宜しくお願い申し上げます。

記

## マイコプラズマ抗原キット クイック チェイサー® Auto Myco

改訂部分抜粋（ \_\_\_\_\_ 改訂）

改訂後(2025年2月改訂 第7版)	改訂前(2023年8月改訂 第6版)
<b>【用法・用量（操作方法）】</b> ●抽出容器各部名称  ※青色キャップ → フィルターキャップ ※イラストの変更	<b>【用法・用量（操作方法）】</b> ●抽出容器各部名称 
<b>【使用上又は取扱い上の注意】</b> 1)取扱い上(危険防止)の注意 ⑤付属の <u>フィルターキャップ</u> には密封性はありません。	<b>【使用上又は取扱い上の注意】</b> 1)取扱い上(危険防止)の注意 ⑤付属の <u>青色キャップ</u> には密封性はありません。
<b>【包装単位】</b> ・付属品 <u>フィルターキャップ</u>	<b>【包装単位】</b> ・付属品 <u>青色キャップ(抽出液の一時保管用)</u>

以上