

# 電子添文改訂のお知らせ

2025年2月 株式会社ミズホメディー

この度、弊社製品の電子添文を改訂致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。  
今後のご使用につきましては、改訂後の電子添文をご参照くださいますようお願い申し上げます。

記

アデノウイルスキット

## クイック チェイサー® Adeno

改訂部分抜粋（ \_\_\_\_\_ 改訂）

改訂後(2025年2月改訂 第13版)	改訂前(2023年6月改訂 第12版)																																																																											
<b>【形状・構造等（キットの構成）】</b> 2)抽出液 界面活性剤を含む緩衝液 注)クイック チェイサー®の下記品目の抽出液は共通試薬です。 ・インフルエンザウイルスキット クイック チェイサー® Flu A,B(製造販売承認番号：21600AMZ00062000) ・アデノウイルスキット クイック チェイサー® Adeno(製造販売承認番号：21900AMX00935000) ・RSウイルスキット クイック チェイサー® RSV(製造販売承認番号：21900AMX00957000) ・SARS コロナウイルス抗原キット、インフルエンザウイルスキット クイック チェイサー® SARS-CoV-2/Flu(製造販売承認番号：30300EZX00089000) クイック チェイサー® SARS-CoV-2/Flu A,B(製造販売承認番号：30300EZX00090000) ・SARS コロナウイルス抗原キット クイック チェイサー® SARS-CoV-2(製造販売承認番号：30400EZX00035000) ・SARS コロナウイルス抗原キット、RSウイルスキット クイック チェイサー® SARS-CoV-2/RSV(製造販売承認番号：30400EZX00055000)	<b>【形状・構造等（キットの構成）】</b> 2)抽出液 界面活性剤を含む緩衝液 注)クイック チェイサー®の下記品目の抽出液は共通試薬です。 ・インフルエンザウイルスキット クイック チェイサー® Flu A,B(製造販売承認番号：21600AMZ00062000) ・アデノウイルスキット クイック チェイサー® Adeno(製造販売承認番号：21900AMX00935000) ・RSウイルスキット クイック チェイサー® RSV(製造販売承認番号：21900AMX00957000) ・SARS コロナウイルス抗原キット、インフルエンザウイルスキット クイック チェイサー® SARS-CoV-2/Flu(製造販売承認番号：30300EZX00089000) クイック チェイサー® SARS-CoV-2/Flu A,B(製造販売承認番号：30300EZX00090000) ・SARS コロナウイルス抗原キット クイック チェイサー® SARS-CoV-2(製造販売承認番号：30400EZX00035000)																																																																											
<b>【用法・用量(操作方法)】</b> ●試料の調製 <table border="1"><thead><tr><th>検体</th><th>鼻腔ぬぐい液</th><th>咽頭ぬぐい液</th><th>鼻腔吸引液</th><th>角結膜ぬぐい液</th></tr></thead><tbody><tr><td>Adeno</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>Flu A,B</td><td>○<sup>※1</sup></td><td>○</td><td>○</td><td>×</td></tr><tr><td>RSV</td><td>○</td><td>×</td><td>○</td><td>×</td></tr><tr><td>SARS-CoV-2/Flu</td><td>○<sup>※1</sup></td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>SARS-CoV-2/Flu A,B</td><td>○<sup>※1</sup></td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>SARS-CoV-2</td><td>○<sup>※1</sup></td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>SARS-CoV-2/RSV</td><td>○<sup>※1</sup></td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr></tbody></table> <p>適用検体：○ ※1 使用目的は「鼻咽頭ぬぐい液」として承認</p>	検体	鼻腔ぬぐい液	咽頭ぬぐい液	鼻腔吸引液	角結膜ぬぐい液	Adeno	○	○	○	○	Flu A,B	○ <sup>※1</sup>	○	○	×	RSV	○	×	○	×	SARS-CoV-2/Flu	○ <sup>※1</sup>	×	×	×	SARS-CoV-2/Flu A,B	○ <sup>※1</sup>	×	×	×	SARS-CoV-2	○ <sup>※1</sup>	×	×	×	SARS-CoV-2/RSV	○ <sup>※1</sup>	×	×	×	<b>【用法・用量(操作方法)】</b> ●試料の調製 <table border="1"><thead><tr><th>検体</th><th>鼻腔ぬぐい液</th><th>咽頭ぬぐい液</th><th>鼻腔吸引液</th><th>角結膜ぬぐい液</th></tr></thead><tbody><tr><td>Adeno</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>Flu A,B</td><td>○<sup>※1</sup></td><td>○</td><td>○</td><td>×</td></tr><tr><td>RSV</td><td>○</td><td>×</td><td>○</td><td>×</td></tr><tr><td>SARS CoV-2/Flu</td><td>○<sup>※1</sup></td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>SARS CoV-2/Flu A,B</td><td>○<sup>※1</sup></td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr><tr><td>SARS CoV-2</td><td>○<sup>※1</sup></td><td>×</td><td>×</td><td>×</td></tr></tbody></table> <p>適用検体：○ ※1 使用目的は「鼻咽頭ぬぐい液」として承認</p>	検体	鼻腔ぬぐい液	咽頭ぬぐい液	鼻腔吸引液	角結膜ぬぐい液	Adeno	○	○	○	○	Flu A,B	○ <sup>※1</sup>	○	○	×	RSV	○	×	○	×	SARS CoV-2/Flu	○ <sup>※1</sup>	×	×	×	SARS CoV-2/Flu A,B	○ <sup>※1</sup>	×	×	×	SARS CoV-2	○ <sup>※1</sup>	×	×	×
検体	鼻腔ぬぐい液	咽頭ぬぐい液	鼻腔吸引液	角結膜ぬぐい液																																																																								
Adeno	○	○	○	○																																																																								
Flu A,B	○ <sup>※1</sup>	○	○	×																																																																								
RSV	○	×	○	×																																																																								
SARS-CoV-2/Flu	○ <sup>※1</sup>	×	×	×																																																																								
SARS-CoV-2/Flu A,B	○ <sup>※1</sup>	×	×	×																																																																								
SARS-CoV-2	○ <sup>※1</sup>	×	×	×																																																																								
SARS-CoV-2/RSV	○ <sup>※1</sup>	×	×	×																																																																								
検体	鼻腔ぬぐい液	咽頭ぬぐい液	鼻腔吸引液	角結膜ぬぐい液																																																																								
Adeno	○	○	○	○																																																																								
Flu A,B	○ <sup>※1</sup>	○	○	×																																																																								
RSV	○	×	○	×																																																																								
SARS CoV-2/Flu	○ <sup>※1</sup>	×	×	×																																																																								
SARS CoV-2/Flu A,B	○ <sup>※1</sup>	×	×	×																																																																								
SARS CoV-2	○ <sup>※1</sup>	×	×	×																																																																								

以上