

電子添文改訂のお知らせ

2026年4月 株式会社ミズホメディー

この度、弊社製品の電子添文を改訂致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。
今後のご使用につきましては、改訂後の電子添文をご参照くださいますようお願い申し上げます。

記

SARS コロナウイルス抗原キット・インフルエンザウイルスキット

クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2/Flu A,B

改訂部分抜粋（_____改訂）

改訂後(2026年4月改訂 第5版)	改訂前(2025年10月改訂 第4版)
【用法・用量（操作方法）】	【用法・用量（操作方法）】
●検体の採取方法 2)検体の採取方法 ②鼻腔ぬぐい液 滅菌綿棒を鼻孔から2cm程度、顔の中心に向かって挿入し、鼻腔壁に軽く当てゆっくり5回程度回転させ、5秒程度静置して綿球を湿らせ採取します。	●検体の採取方法 2)検体の採取方法 ②鼻腔ぬぐい液 滅菌綿棒を鼻孔から2cm程度挿入し、挿入後、5回程度回転させながら擦るようにして粘膜表皮を採取します。
【貯蔵方法・有効期間】	【貯蔵方法・有効期間】
・有効期間： <u>24</u> ヵ月(使用期限は外装に記載)	・有効期間： <u>18</u> ヵ月(使用期限は外装に記載)

以上