

電子添文改訂のお知らせ

2025 年 6 月 株式会社ミズホメディー


この度、弊社製品の電子添文を改訂致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。
今後のご使用につきましては、改訂後の電子添文をご参照くださいますようお願い申し上げます。

記

SARS コロナウイルス抗原キット

クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2

改訂部分抜粋（_____改訂）

改訂後（2025 年 5 月改訂 第 6 版）	改訂前（2023 年 8 月改訂 第 5 版）
【形状・構造等（キットの構成）】 2) 抽出液 界面活性剤を含む緩衝液 注) クイック チェイサー® の下記品目の抽出液は共通試薬です。 ・インフルエンザウイルスキット クイック チェイサー® Auto Flu A,B～ ・SARS コロナウイルス抗原キット・インフルエンザウイルスキット クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2/Flu (製造販売承認番号：30400EZX00099000) クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2/Flu A,B (製造販売承認番号：30700EZX00001000)	【形状・構造等（キットの構成）】 2) 抽出液 界面活性剤を含む緩衝液 注) クイック チェイサー® の下記品目の抽出液は共通試薬です。 ・インフルエンザウイルスキット クイック チェイサー® Auto Flu A,B～ ・SARS コロナウイルス抗原キット・インフルエンザウイルスキット クイック チェイサー® Auto SARS-CoV-2/Flu (製造販売承認番号：30400EZX00099000)
【用法・用量（操作方法）】 ●抽出容器各部名称  イラストの変更	【用法・用量（操作方法）】 ●抽出容器各部名称 
【使用上又は取扱い上の注意】 1) 取扱い上(危険防止)の注意 ⑤付属のフィルターキャップには密封性はありません。輸送及び保存の目的には使用しないで下さい。	【使用上又は取扱い上の注意】 1) 取扱い上(危険防止)の注意 ⑤付属の青色キャップには密封性はありません。輸送及び保存の目的には使用しないで下さい。
【包装単位】 ・付属品 フィルターキャップ 10 個	【包装単位】 ・付属品 青色キャップ(抽出液の一時保管用) 10 個

以上