

電子添文改訂のお知らせ

2024年12月 株式会社ミズホメディー

この度、弊社製品の電子添文を改訂致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。
今後のご使用につきましては、改訂後の電子添文をご参照くださいますようお願い申し上げます。

記

クラスⅢ免疫検査用シリーズ
インフルエンザウイルスキット

クイック チェイサー® Flu A,B (Sタイプ)

改訂部分抜粋（_____改訂）

改訂後（2024年12月改訂 第19版）	改訂前（2022年6月改訂 第18版）
<p>この電子化された添付文書をよく読んでから使用して下さい。</p>	<p>この添付文書をよく読んでから使用して下さい。</p>
【一般的な注意】	【一般的な注意】
2)電子添文以外の使用方法については保証を致しません。	2)添付文書以外の使用方法については保証を致しません。
3)本品は目視及び専用機器「スマート QC リーダー®」の両方で判定が可能です。専用機器により判定する場合には、専用機器の電子添文及び取扱説明書に従って使用して下さい。	3)本品は目視及び専用機器「スマート QC リーダー®」の両方で判定が可能です。専用機器により判定する場合には、専用機器の添付文書及び取扱説明書に従って使用して下さい。
【測定結果の判定法】	【測定結果の判定法】
●判定上の注意 7) <u>経鼻弱毒生インフルエンザワクチン接種後一定期間は、ワクチン由来のインフルエンザウイルスで本品が陽性反応を示す可能性があります。</u>	●判定上の注意 <u>新設</u>

以上