

電子添文改訂のお知らせ

2024年12月 株式会社ミズホメディー

この度、弊社製品の電子添文を改訂致しましたので、下記の通りご案内申し上げます。
今後のご使用につきましては、改訂後の電子添文をご参照くださいますようお願い申し上げます。

記

インフルエンザウイルス核酸キット

スマートジーン® Flu A,B テストカートリッジ

改訂部分抜粋（_____改訂）

改訂後（2024年12月改訂 第3版）	改訂前（2023年1月改訂 第2版）
<p>この電子化された添付文書をよく読んでから使用して下さい。</p>	<p>この添付文書をよく読んでから使用して下さい。</p>
【全般的な注意】	【全般的な注意】
2) <u>電子添文</u> 以外の使用方法については保証を致しません。	2) <u>添付文書</u> 以外の使用方法については保証を致しません。
5) 専用の「全自動遺伝子解析装置 Smart Gene®」の使用に際しては、必ずその <u>電子添文</u> 及び取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。	5) 専用の「全自動遺伝子解析装置 Smart Gene®」の使用に際しては、必ずその <u>添付文書</u> 及び取扱説明書をよく読んでから使用して下さい。
【用法・用量（操作方法）】	【用法・用量（操作方法）】
●操作方法 3) 測定操作法 ⑤ ※温度プロファイル (2) <u>59°C</u>	●操作方法 3) 測定操作法 ⑤ ※温度プロファイル (2) <u>69°C</u>
【測定結果の判定法】	【測定結果の判定法】
●判定上の注意 ③ <u>経鼻弱毒生インフルエンザワクチン接種後一定期間は、ワクチン由来のインフルエンザウイルスで本品が陽性反応を示す可能性があります。</u>	●判定上の注意 新設

以上